

① Istruzioni per

l'installazione

Inserire le staffe laterali di bloccaggio nell'alzawater capovolgere l'alzawater ed inserire le due staffe nelle apposite guide laterali. Il wc si regolerà leggermente le staffe e girare le manopole in senso orario fino a che le staffe siano assicurate

due staffe laterali nella posizione più esterna per non ostacolare l'accostamento dell'alzawater sulla ceramica del wc. Sollevare il coperchio e la tavoletta del wc ed appoggiare sulla ceramica del wc l'alzawater con le staffe rivolte verso la parte posteriore del wc. Girare le manopole delle staffe in senso orario fino a quando si troverà una leggera resistenza, assicurarsi che l'alzawater sia ben fissato al wc in senso orizzontale ovvero che non si sposti lateralmente.

ATTENZIONE! Il meccanismo di bloccaggio è stato progettato per rendere l'operazione di regolazione semplice e senza sforzo è però importante non continuare a girare la manopola qualora la staffa sia già nella posizione di contatto con il wc.

Istruzioni per il lavaggio

Tutte le parti possono essere lavate con acqua tiepida e sapone neutro. L'alzawater può essere immerso totalmente nell'acqua oppure sanificato (senza le staffe di bloccaggio) in autoclave alla temperatura di 85° per 1 minuto.

Precauzioni

Non superare la portata massima di 225 kg. arsi sempre prima che l'alzawater sia wc.

Idet

Bidet portatile da usare con l'alzawater per facilitare una corretta igiene intima. Nella parte anteriore una superficie rugosa permette di appoggiare una saponetta.

Istruzioni per l'uso

Riemplire il bidet con acqua calda e posizionarlo nel foro dell'alzawater già installato sul wc. Usare come un bidet normale. Dopo aver usato il bidet scaricare semplicemente l'acqua nel wc senza rimuovere l'alzawater

GB Installation instructions

Attach the 2 x L-shaped brackets to the raised toilet seat: turn the model upside down on a flat surface and insert the L-shaped brackets into the slots. Push gently on the bracket and turn the knob clockwise until the thread engages. Position the brackets leaving a greater width than that of the toilet bowl. Lift up existing toilet seat and place the seat directly onto the toilet bowl positioning the brackets towards the rear and the lip against the front of the bowl.

Turn the adjustment knobs clockwise until a resistance is felt and the seat does not move from side to side. Ensure seat is firmly fixed before using.

ATTENTION! The side-locks have been especially

designed to allow for easy therefore turning be continued once a resistance is felt.

Cleaning Instructions

All parts can be cleaned with warm water and a neutral cleanser. Alternatively, the seat can be totally immersed in water and/or can be sanitized (without brackets) in an autoclave at 85°C for 1 minute.

Cautions

Do not exceed maximum user weight: 225kg /496lb Always ensure the toilet seat is securely fixed before using. Do not hold onto seat for support while rising/lowering.

Bidet

Portable bidet for use with raised toilet seats. Fits snugly allowing easy transfer. Soap dish located at the front to assist personal cleaning.

User Instructions

Fill bidet with warm water and place inside installed raised toilet seat. Use as normal bidet. Tip used water into toilet bowl.

SL Navodila za

nameštitev nastavka wc

Pritrdite opornika L-oblike na toaletni nastavek:

položite nastavek na ravno površino tako, da je zgornja stran obrnjena navzdol. T vstavite opornika L-oblike v reži. Nežno pritiskajte na opornik in nekajkrat zavrtite glavo vijaka v smeri urinega kazalca. Razmik med opornikoma naj ostane širši kot je širina toaletne školjke. Obrnite toaletni nastavek in ga položite neposredno na toaletno školjko. Vrtite vijak v smeri urinega kazalca vse dokler ne začutite odpora in se nastavek več ne premika na eno ali drugo stran. Pred vsako uporabo preverite, da je nastavek trdno nameščen na toaletno školjko.

Stranska opornika sta oblikovana tako, da omogočata nežno privijanje, zato prenehajte s privijanjem takoj, ko začutite odpor.

Navodila za čiščenje

Vse dele lahko čistimo s toplo vodo in nevtralnimi čistilom, smemo ga popolnoma potopiti v vodo. Nastavek se lahko sterilizira (brez stranskih opornikov) v avtoklavu pri 85°C eno minuto.

Opozorilo

Maksimalna dovoljena teža uporabnika je 225 kg/496 lb. Pred vsako uporabo se prepričajte, da je nastavek varno nameščen. Ne opirajte se na nastavek med posedanjem in vstajanjem!!! Bide (možno ga je dokupiti)

Pri uporabi bide se lepo držite toaletnega sedenja.

enostavno uporabo. Bide ima za pomoč pri osebni higieni spredaj poseben prostor za milo.

Navodila za uporabo

Napolnite bide s toplo vodo in ga postavite v varno nameščen toaletni nastavek.

Uporabite ga kot običajen bide. Vodo po uporabi zlijte v toaletno školjko.

E Instrucciones de instalación

Sujetar las 2 abrazaderas en forma de L al elevador de inodoro: colocarlo boca abajo en una superficie plana y deslizar las abrazaderas en forma de L dentro de cada una de las ranuras en el lado del elevador. Presionar ligeramente en la abrazadera y girar la ruedecilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que enrosque. Colocar las abrazaderas a mayor anchura que la taza del inodoro. Levantar la tapa existente del inodoro y colocar el elevador directamente sobre el borde frontal de la parte delantera de la taza del inodoro. Girar la ruedecilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que la tapa haga tope fuertemente contra la parte interior de la taza del inodoro.

ATENCIÓN! El sistema de fijación lateral ha sido diseñado especialmente para permitir el giro fácil/apriete, por lo tanto no continuar girando una vez que haya hecho tope pues esto indica que el sistema de fijación lateral ya es eficaz. Asegurarse de que el asiento está bien fijado antes de su uso.

Instrucciones de limpieza Todas las partes pueden ser limpiadas con agua templada y un jabón neutro. Alternativamente, el asiento puede ser totalmente sumergido en agua o puede ser esterilizado (sin abrazaderas) en un autoclave a 85°C durante 1 minuto.

Precauciones

Peso máximo del usuario: 225 Kg. Asegurarse siempre de que el elevador de inodoro está bien fijado antes de su uso. No apoyar el cuerpo sobre el asiento como soporte a sentarse y levantarse de él.

Bidet

Bidet portátil para utilizar con los elevadores de inodoro. Se ajusta perfectamente permitiendo un fácil traslado. Jabonera situada en la parte frontal para ayudar a la higiene personal.

Instrucciones de usuario

Lenar el bidet con agua templada y colocarlo dentro del elevador de inodoro. Utilizar como un bidet normal Verter el agua utilizada en la taza del váter

P Instruções de montagem

Encaixe as 2 dobradiças em forma de "L" no alteador de sanita: vire o artigo ao contrário numa superfície plana e insira as dobradiças nas ranhuras. Empurre com cuidado a dobradiça e rode o manipulo no sentido dos ponteiros do relógio até que o sistema esteja bem fixado. Posicione as dobradiças deixando uma considerável em relação à sanita. Levante o assento da sanita

existente e coloque o alteador directamente na sanita, posicionando as dobradiças contra a parte posterior da sanita e a parte frontal contra a frente da sanita. Rode os fixadores de ajuste no sentido dos ponteiros do relógio até os amortecedores de borracha ficarem apertados com firmeza à sanita.

ATENÇÃO! Os fechos laterais foram especialmente concebidos para serem facilmente rodados/apertados.

Assim sendo, não continue a rodar quando sentir alguma resistência, visto que isto indica que o fecho lateral já está seguro.

Assure-se que o alteador está fixado com segurança antes de usar.

Instruções de limpeza

Todos os componentes podem ser lavados com água quente e sabão neutro. Em alternativa, o alteador pode ser totalmente imerso em água e/ou esterilizado (sem as dobradiças) por autoclave a 85°C durante 1 minuto.

Precações

Não exceda a capacidade máxima de carga: 225 kg. Assure-se sempre que o alteador está fixado com segurança antes de usar. Não se apoie no alteador para se levantar ou baixar.

Bidê

Bidê portátil para ser usado com os alteadores de sanita Encaixa perfeitamente, permitindo uma fácil transferência. Existe um suporte para sabão na parte da frente para ajudar no processo de limpeza pessoal.

Instruções de Uso

Encha o bidê com água quente e coloque-o dentro do alteador de sanita, que deverá ser previamente instalado. Use como um bidê normal. Deite a água usada para dentro da sanita

GR Οδηγίες ποσθέτησης

Τνπνζήζηζε ηνλ αλτζσηηθθ νπνηαίηαο ηα δύν πηπτζηηα ζρεηζκαηα ζε ρήκα L: αλτζπνλνπνίηηζε ηνλ αλτζσηηθθ ζε κία επηπέδε επηβάλεηα θαη βάζε ηα δύν ζρεηζκαηα ζηνλ ελάννεο εγθνπέο. Πιήξε ηεβάηα ηα ζρεηζκαηα θαη πτζίηζε ην κνρίρ ζυβάηα κε ηε θνύα ηαλ δεηηηώλ ηνπ έηνπνπνλ. Τνπνζήζηζε ηα ζρεηζκαηα αβήλνπνλ απθόζεζε κεγαιύηεζε απφ απήηη ηολ πηαηώλ ηεο ηεβάλε ηεο ηνπνίηαο.

Αλαεθώζε ην ππάρνλ θαπκκα θαη ηνπνζήζηζε ην απτζέηαο πάλσ ζηε ηεβάλε, ηνπνζήζηωλ ηα ζρεηζκαηα ηέο ην πτζζ κέηω θαη ην ηείνω απτεάληη απφ ην κπτζζζηηηώλ κέηω ηεο ηεβάλε.

Σηέζε ην κνρνίω ζυβάηεο ζυβάηα κε ηε θνύα ηολ δεηηηώλ ηνπ έηνπνπνλ κέρξη ηα ζυβμνπλ ηα αληνπνζήζηηα ιαηηηηηηηηα πάλω ζηε ηεβάλε.

info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com